

# Friabilizador. Modelo FT-2

## Marca Ecoshel



### DESCRIPCIÓN

Equipo utilizado para determinar la friabilidad de una tableta, resistencia al estrés, aplicado a comprobar y evaluar la calidad de las tabletas, el tambor cuenta con las medidas estándar para esta prueba, cuenta con dos tambores para realizar dos pruebas simultáneamente, ideal para la enseñanza en universidades, en la industria farmacéutica, laboratorios de calidad; es de fácil operación y alta exactitud.

### CARACTERÍSTICAS

Radio del tambor: 286 mm

Profundidad del tambor: 39 mm

Altura de la caída de la tableta: 156 mm

Rango en el número de rotaciones: 1°C

Velocidad de rotación: 20-90 rpm

Exactitud de la velocidad:  $\pm 1$  rpm

Energía: 110V / 60Hz

Potencia: 60W

Dimensiones: 370 x 300 x 340 mm

Peso: 15 kg

[www.Heedding.com](http://www.Heedding.com)