

HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN MECÁNICA H52060

(circulación forzada)



Horno de secado de convección mecánica (circulación forzada), con doble control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) desde ambiente hasta 220C° con sensibilidad de +1°C a 100C°,

Características

- Capacidad 135 L.
- Interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero pintada con pintura epóxica.
- Dimensiones internas: 60 x 50 x 45 cm Se incluyen 3 entrepaños.
- Opera con 120 volts.

www.heedding.com