

HORNO DE SECADO MODELO A-52055 MARCA SCORPION SCIENTIFIC, DE CONVECCIÓN FORZADA



Horno de secado con doble control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) desde ambiente hasta 250°C con sensibilidad de +- 1°C a 100°C interior de acero inoxidable de 45x45x45cms, convección mecánica (aire forzado), se incluyen 2 entrepaños, opera con 120 volts. **Fab. Nac.**

Scorpion Scientific

www.heedding.com