

HORNO DE SECADO DE CONVECCIÓN NATURAL H52035

(circulación forzada)



De convección natural (por gravedad), con doble control de temperatura (uno digital otro hidráulico de seguridad) desde ambiente hasta 220C° con sensibilidad de +1°C a 100C°,

Características

- Capacidad 135 L.
- Interior de acero inoxidable. El exterior es de lámina de acero pintada con pintura epóxica.
- Dimensiones internas: 60 x 50 x 45 cm Se incluyen 3 entrepaños.
- Opera con 120 volts. 1350 Watts

www.heedding.com