

# HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

## HORNO INDUSTRIAL MODELO AHÍ-1000L



Con control análogo de temperatura desde ambiente hasta 100°C ,con motor y ventilador para mantener la uniformidad de la temperatura , el interior es de acero Inoxidable y el exterior es de acero recubierto de pintura epoxica resistente al ataque químico . aislamiento d fibra de vidrio ,sello de silicon en la puerta . Dimensiones Internas: 1000 mm x 1,000 mm x 1,000 mm (Ancho x Profundidad x Alto.) Dimensiones Exteriores 1,700x 1,215 x 1,530 mm (Ancho x Profundidad x Alto.) Incluye 3 entrepaños . tiene 4 patas para ponerlo en el piso . Opera con 220 Volts.CA Trifásica

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)