

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

HORNO DE VACÍO MODELO H50980



Con control electrónico de temperatura desde ambiente hasta 200º, sensibilidad de +1.5º C a 100º C, interior de acero inoxidable de 30 x 30 x 27 cm (Cap. 24.30 litros). Con ventana de cristal templado, válvula de vacío, válvula de alivio, vacuómetro de 0-30" y dos entrepaños; Dimensiones exteriores 59 x 49 x 45 cm. Opera con 120 volts.

www.heedding.com