

INCUBADORA PORTATIL MODELO DH2500AB MARCA ECOSHEL



Equipo ideal para el laboratorio o trabajo de campo, ya que su diseño compacto permite una fácil movilidad. La incubadora portátil es utilizada para el cultivo de bacterias, líneas celulares, microorganismos, ensayos cinéticos, etc. Cuenta con un microprocesador PID que permite mayor estabilidad de la temperatura. Ampliamente utilizada en universidades, institutos de investigación, centros de salud, entre otros.

CARACTERISTICAS:

- Capacidad: Aprox. 9.2 L
- Intervalo de temperatura: T.A.+5°C a 45°C
- Estabilidad de la temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$
- Tipo de convección: Convección natural
- Temporizador: 0 - 9999 min
- Dimensiones externas: 320 x 280 x 300 mm
- Dimensiones internas: 230 x 200 x 170 mm
- Peso neto: 9 kg
- Potencia: 300 W
- Alimentación: CA 110V, 60H

Características adicionales

- Panel de control sencillo e intuitivo.
- Cuenta con iluminación y ventana de visualización para observar el interior sin interrumpir el calentamiento.
- Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento.
- Microprocesador PID que permite mayor estabilidad de la temperatura.
- Equipado con una práctica asa, la cual ofrece una cómoda transportación del equipo.

Accesorios incluidos

- Rejillas removibles y ajustables
- Cable de alimentación
- Manual de operación



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com