



MANTA ABATIBLE PARA REACTOR CILÍNDRICO CON LLAVE INFERIOR MARCA PRENDO

Equipo de laboratorio

Manta abatible para reactor cilíndrico con llave inferior.

Ésta manta abatible permite ingresar un reactor cilíndrico con llave inferior, cuenta con dos barras para fijar sobre rack, seguro para poder abrir fácilmente la manta y está se adapta a un control de temperatura externo no incluido.

Opcional:

- Control de temperatura digital PID con temopar tipo PT-100 para manta de --calentamiento
- Reóstato para controlar manta de calentamiento de 20 amperes

Datos técnicos					
Modelo	301CA-1	301CA-2	301CA-3	301CA-4	301CA-5
Capacidad ml	500	1000	2000	3000	5000
Volts	127 VCA	127 VCA	127 VCA	127 VCA	127 VCA
Watts	144 W	240 W	360 W	480 W	600 W



www.heeding.com