



# MANTA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN MAGNÉTICA

## MARCA PRENDO

Equipo de laboratorio.

Esta manta agita magnéticamente, calienta y controla la temperatura, con su control de rango infinito mantiene una temperatura estable, calienta hasta 450°C.

Con su motor de uso continuo regula la velocidad para que sea estable.

El interior es fabricado de tela de fibra de vidrio y el exterior es coraza de aluminio, con protección metálica y agitación magnética integrada para matraces esféricos.

Datos técnicos				
Modelo	Capacidad ml	Watts	Volts	Diam. matraz
302-1	25 ml	48 W	120 VCA	40 mm
302-2	50 ml	48 W	120 VCA	51 mm
302-3	100 ml	76 W	120 VCA	64 mm
302-4	250 ml	103 W	120 VCA	85 mm
302-5	500 ml	144 W	120 VCA	105 mm
302-6	1000 ml	240 W	120 VCA	131 mm
302-7	2000 ml	360W	120 VCA	166 mm
302-8	3000 ml	480 W	120 VCA	185 mm
302-9	5000 ml	600 W	120 VCA	223 mm

