

# MEDIDOR DE PH MODELO BGD286 CATALOGO BL-BGD286 BIUDGED



Medidor de PH digital en tierra y sólidos, con electrodo tipo pluma por separado ideal para tierra blanda, se aplica en medición tierra, jardinería, agricultura y productos alimenticios como queso, carne, y materias similares.

La tabla medidora de pH BL-BGD286 mide la acidez, alcalinidad, así como la calidad de agua, pruebas químicas en laboratorio, análisis de suelos / fertilizantes. Su bajo costo, va de la mano con el rendimiento que ofrece para pruebas de control de calidad en laboratorio.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de pH:	0.00 a 14.00 pH
Resoluciones y Precisión:	± 0,01 pH
Rango de mV:	0 a ± 1999 mV
Compensación de la temperatura:	Manual (0-60°C)
Estabilidad:	± 0.01 pH / 3h
Poder:	120 Volts, AC, 60 Hz ± 1