


## MESA DE INVESTIGACION PARA ALUMNOS



Diferentes tipos de cubierta, dependiendo la necesidad del trabajo a realizar, resistencia de materiales de manera química y física.



Estructura fabricada en perfil tubular cuadrado de 1 1/2" x 3" recubierta con pintura en polvo epoxica aplicada electrostáticamente, con tapas para ocultar servicios.



Torre central para colocar servicios de agua, luz, gas, vacío y cualquier otro servicio necesario en cubierta.



Valvulas de servicio especiales para el manejo de fluidos y gases, así como contactos eléctricos especiales.



Mesa de diseño Arqstyle, espedal para laboratorio de investigacion de educacion profesional.