

## MEZCLADOR PARA 16 TUBOS. MODELO VE-MIXER15

El mezclador VE-MIXER15 es un equipo adecuado para homogenizar y suspender muestras de origen biológico, con una velocidad y grado de inclinación que garantiza la integridad de las células y una distribución uniforme de las mismas.



### CARACTERISTICAS:

Ángulo de inclinación:  $40 \pm 3^\circ$

Rango de velocidad (RPM): 0 - 30

Capacidad de carga: 1kg

Capacidad de volumen:

- 16 tubos de 5 o 15 ml (tipo vacutainer)
- 6 tubos de 50 ml (opcional)

Tipo de motor: Libre de mantenimiento

Modo de operación: Continua

Dimensiones: 405 x 160 x 160 mm

Voltaje: 100/240V, 50/60Hz

Potencia: 15 W

Peso: 1.2 kg

Máxima temperatura y humedad permitida: 5~40°C, 80%

Garantía: 1 año

[www.heeding.com](http://www.heeding.com)