

MICRO CENTRÍFUGA MODELO PRO-3S MARCA VELAB



MICRO CENTRÍFUGA

Mini centrífuga de tres velocidades variables, ampliamente utilizada en laboratorios clínicos, bancos de sangre, bioquímica, biología celular y biología molecular. Capaz de alcanzar hasta 10,000 revoluciones por minuto. Cuenta con dos rotores, adaptadores para tubos de distintas capacidades, diseño único, velocidad ajustable y bajo ruido que lo convierten en un equipo ideal para cubrir las necesidades en el trabajo diario de laboratorio.

DATOS TÉCNICOS	
RANGO DE VELOCIDAD	Tres posiciones, 4000, 6000 y 10000 RPM
RCF	Tres posiciones, 900, 2000 y 5000g
CAPACIDAD DE TUBOS	6 x 0.2ml/0.5ml/1.5ml/2ml. 2 x 8 x 0.2ml.
PESO	1100 g
DIMENSIONES	180 x 150 x 130mm
ALIMENTACIÓN	110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año.



A

La línea PRO de VELAB son equipos pequeños, robustos y de gran estabilidad que conservan los valiosos espacios en el laboratorio. Estas centrifugas son sorprendentemente silenciosas haciendo que el ambiente del laboratorio sea mucho más pacífico.

B

Accesorios incluidos:
Rotor #1, 6 x 0.2/0.5/1.5/2ml.
Rotor #2, 2 x 8 x 0.2ml.
6 adaptadores para 0.5ml.
6 adaptadores para 0.2ml.
Cable trifásico.