

PIPETEADOR AUXILIAR. MODELO 722 MARCA SCENCE MED



El rellenador de pipetas ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado como una herramienta ligera, y sin cable. Este producto le ofrece un desempeño eficiente y máxima comodidad, puede utilizarlo de manera continua hasta por un poco más de 8 horas.

Se maneja mediante dos botones de operación localizados al frente del mango. El botón superior facilita la aspiración en tanto se mantenga presionado el botón. El botón inferior permite la distribución o vaciado de la pipeta. También puede regularse la velocidad de aspirado/vaciado.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad del adaptador de pipetas: Permite el uso tanto con pipetas de plástico como de vidrio con capacidad de 0.1-100 mL (incluyendo pipetas Pasteur)
- Visualización de parámetros: Pantalla LCD, muestra el nivel de carga de la batería.
- Tiempo de recarga 10 horas en baterías completamente descargadas.
- Duración de hasta 8 horas de trabajo continuo.
- Batería: 3.7 V, 1100 mA, batería recargable de litio.
- Requerimientos de energía: CA de entrada 100-240V
- Voltaje de salida 4.2V, 500 mA

Accesorios incluidos:

Adaptador de CA, filtro hidrófobo de 0.45 μm , manual de usuario en español, certificado de control de calidad, soporte para pared, base de dos posiciones.