

Micropipeta multicanal Códigos 711112120, 712112120, 711113120, 712113120
Marca Science Med



DESCRIPCIÓN

Instrumento de uso general para la medición precisa y exacta de volúmenes de líquidos, mantienen un excelente desempeño aun en la medición de cantidades muy pequeñas. Adecuadas para aplicaciones y técnicas de laboratorio de rutina, desde nivel educativo hasta investigación y son compatibles con la mayoría de las marcas de puntas desechables que existen en el mercado. Su diseño es moderno y ergonómico, son ligeras, resistentes, durables, fáciles de usar y limpiar. Cuentan con una pantalla fácil de leer.

Incluyen un certificado de calibración individual de fábrica, de acuerdo con ISO/DIS 8655.

CARACTERÍSTICAS

CATÁLOGO	TIPO	CANALES	INTERVALO DE VOLUMEN	INCREMENTO
711112120	Tradicional	8	50-300 µl	5 µl
712112120	Plus	8	50-300 µl	5 µl

711113120	Tradicional	12	50-300 µl	5 µl
712113120	Plus	12	50-300 µl	5 µl

www.heeding.com