

MICROSCOPIO BINOCULAR BASICO MODELO VE-B3

MARCA VELAB

Microscopio equipado con ajuste de dioptrías en ambos oculares. Capaz de satisfacer todo tipo de técnicas básicas y de rutina. Cumple con las características necesarias para el trabajo de rutina en laboratorios clínicos. Ideal para observar muestras en áreas como Histología, Biomedicina y Biotecnología.

CARACTERISTICAS:

Oculares: WF 10X/18 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares.

Cabeza: Binocular deslizante, inclinada a 45° y giratoria 360°, con ajuste de distancia interpupilar de 50-75 mm.

Revolver: Cuádruple con anillo antiderrapante

Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 160 x 140 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Condensador: Abbe, N.A. 1.25 con tornillo elevador

Diafragma: De Iris

Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.

Iluminación: LED con control de intensidad variable y portafiltro

Dimensiones: 270 x 350 x 200 mm

Alimentación: baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 hrs de operación continua. CA 110/240V, 50/60 Hz.

Accesorios incluidos

- Eliminador.
- Funda de plástico.
- Instructivo en español.
- Filtro azul.
- Estuche con 5 preparaciones.
- Aceite de inmersión.

