

MICROSCOPIO BINOCULAR BÁSICO. MODELO VE-B0

Microscopio capaz de satisfacer todo tipo de técnicas básicas y avanzadas. Cumple con las características necesarias para el trabajo de rutina en laboratorios clínicos. Ideal para observar muestras en áreas como Histología, Biomedicina y Biotecnología.

CARACTERÍSTICAS:

Oculares: WF 10X/18 mm, con ajuste de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada 30°, giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48-75 mm.

Revolver: Cuádruple con tope

Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil), inmersión 100X. (retráctil), óptica acromática, acabado metálico, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: Doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 130 x 130 mm, con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Condensador: Abbe, A.N. 1.25

Diafragma: De iris con portafiltros

Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.

Iluminación: LED con control de intensidad variable.

Dimensiones: 148 x 355 x 225 mm

Alimentación: 3 baterías recargables (incluidas), 4 hrs de operación continua. CA 110/240V, 50/60 Hz.

Accesorios incluidos

- Eliminador.
- Funda de plástico.
- Instructivo en español.
- Filtro azul.
- Estuche con 5 preparaciones.
- Aceite de inmersión.
- Kit de limpieza.

