

# MICROSCOPIO DIGITAL BIOLÓGICO MODELO VE-653

## MARCA VELAB

Microscopio digital de uso profesional, ideal para educación superior, investigación y laboratorios clínicos. Equipado con pantalla LCD y cámara digital integrada. Su programación especializada permite el almacenamiento de datos y cuenta con herramientas de edición, señalamiento (puntero de observación y flecha de puntero) y medición de muestra (regleta en color rojo, azul, blanco, negro y verde). Ofrece una innovadora solución digital además de la posibilidad de configuraciones opcionales para diversas aplicaciones.

### CARACTERÍSTICAS:

- Oculares: WF10X/20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares.
- Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360°, con ajuste de distancia interpupilar de 48-75 mm y pantalla LCD de 9" (1280 x 800 píxeles de resolución), con cámara de 5.0 MP; interfaz AV, Mini USB, HDMI y ranura para tarjeta SD.
- Revolver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope
- Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, acabado metálico, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identificación.
- Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.
- Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.
- Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador. Condensadores intercambiables para contraste de fases o campo oscuro (no incluidos)
- Diafragma: De Iris con portafiltro
- Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.
- Iluminación: LED con control de intensidad variable y diafragma de campo en la lámpara.
- Dimensiones: 265 x 563 x 380 mm
- Alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz.

### Accesorios incluidos

- Adaptador CA/CD.
- Filtro amarillo, azul y verde.
- Funda de plástico.
- Aceite de inmersión.
- Instructivo en español.
- Estuche con 5 preparaciones.
- Adaptador USB para tarjeta SD.
- Kit de limpieza.
- Tarjeta de memoria SD.

VE-653  
RIVASAPUNTOCOM



MICROSCOPIO BINOCULAR DIGITAL