



MICROSCOPIO DE COMPARACIÓN. MODELO VE-065 MARCA VELAB

Microscopio profesional diseñado para comparación simultánea de dos muestras. Cuenta con cabeza de montura doble adaptada sobre dos cuerpo de microscopio. Su tercer ocular permite documentar sus observaciones con ayuda de un dispositivo digital (no incluido). Ideal para comparación de muestras como fibras, cabellos, filamentos, insectos, polen, esporas. Con posibilidad de configuración opcional para microscopio de comparación para balística.

CARACTERISTICAS:

Oculares: WF10X/18 mm con ajuste de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza: Triocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48-75 mm. Acoplada al puente óptico de comparación.

Revolver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope.

Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 140 x 160 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador.

Diafragma: De iris.

Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.

Iluminación: LED con control de intensidad variable.

Dimensiones: 455 x 570 x 280 mm

Dimensiones del microscopio: 200 x 290 x 280 mm

Dimensiones del puente óptico: 330 x 103 x 90 mm

Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA 110/240V, 50/60 Hz.

Accesorios incluidos

- Eliminador (2)
- Funda de plástico (2)
- Filtro azul (2)
- Aceite de inmersión (2)
- Kit de limpieza Instructivo en español.

www.heedding.com

