

MICROSCOPIO DIGITAL BÁSICO OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X (RETRÁCTIL) E INMERSIÓN 100X (RETRÁCTIL) ACROMÁTICOS. MODELO VE-BC3 PLUS.

El microscopio VE-BC3 PLUS es un equipo enfocado en la documentación digital de las muestras observables, para su posterior análisis o respaldo. Cuenta con una cámara de 5.0 megapíxeles que se opera a través de su software especializado y permite la captura de foto y video, así como la visualización en tiempo real de la muestra y el análisis digital básico. Por su parte, el microscopio está equipado con los requerimientos necesarios para brindar al usuario una excelente iluminación y observación. El microscopio VE-BC3 PLUS es idóneo para aplicaciones como en docencia a nivel básico y avanzado, análisis clínico e histológico, entre otros.

CARACTERÍSTICAS:

Oculares: WF10X/20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360°, con ajuste de distancia interpupilar de 48-75 mm y cámara digital de 5.0 MP.

Revolver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope.

Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, acabado metálico y anillo de color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador. Condensadores intercambiables para contraste de fases o campo oscuro (no incluidos)

Diafragma: De Iris

Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.

Iluminación: Kohler LED con control de intensidad variable y diafragma de campo en la lámpara.

Dimensiones: 180 x 445 x 295 mm

Alimentación: 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA 110/240V, 50/60 Hz.

Accesorios incluidos

- Cable USB
- Disco de instalación
- Funda de plástico
- Instructivo en español
- Aceite de inmersión
- Estuche de 5 preparaciones
- Kit de limpieza
- Micrómetro de platina
- Garantía: 10 años en sistema mecánico y óptico. Incluye servicio preventivo de limpieza y ajuste el primer año de uso (aplica restricciones).

www.heeding.com

