

MICROSCOPIO MONOCULAR MODELO X-ZOOMI



Microscopio infantil diseñado para introducir a los niños al mundo de la ciencia. Con el microscopio X-ZOOMI el niño pasará horas de diversión y aprendizaje observando las interesantes muestras que este microscopio ofrece, así como también el niño podrá realizar sus propias preparaciones. Este microscopio combina lo mejor de la microscopia y la del estereoscopio ambos en un solo equipo, para así enriquecer el aprendizaje y diversión.

CARACTERÍSTICAS

Cámara: resolución 640 x 480 px, 0.3 MP.

Cabeza: Monocular.

Ocular: WF 10X/18 mm con prisionero.

Revolver: triple.

Objetivos: acromáticos 4X, 10X y 40X, con anillo de color para fácil identificación.

Platina: 90 x 90 mm, con 2 pinzas.

Iluminación: LED transmitida (base) e incidente (brazo).

Interruptor: triple (controlar la iluminación).

Diafragma: Disco.

Condensador: NA 0.65.

Dimensiones: 11.43 x 16.51 x 29.21 cm.

Fuente de alimentación: 3 baterías AA de 1.5V (no incluidas).

Accesorios:

- 5 preparaciones fijas
- 1 portaobjetos con 1 cavidad
- etiquetas para portaobjetos
- cubreobjetos
- gotero de plástico con colorante rojo y azul
- pinzas
- papel seda
- caja petri
- bisturí
- aguja de disección
- 1 pipeta de transferencia
- 1 tubo de ensaye
- funda de plástico
- CD software (no incluye computadora)