

MICROSCOPIO ESTEREO ZOOM. MODELO VE-S5C MARCA VELAB

Microscopio estereoscópico de uso profesional equipado con cámara digital. Ideal para educación superior, investigación e industria. Equipo versátil, útil en procesos de producción o inspección de calidad de productos industriales gracias a su sistema zoom. Cuenta con diseño Greenough que permite la observación tridimensional de insectos, para disección y clasificación de organismos. Incluye software de fácil operación compatible con sistema operativo Windows. Práctico para observar imágenes en tiempo real y almacenar las capturas obtenidas en su ordenador

Oculares: WF10X/20 mm con gomas protectoras y ajuste de dioptrías en ambos oculares.

Cabeza: Binocular inclinada a 45°, con cámara digital de 3 MP ajuste de distancia interpupila de 55 - 75 mm y perillas de ajuste zoom.

Objetivos: Con sistema zoom de aumentos variables para 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 4.5X (7 a 45 aumentos totales).

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: Intercambiable, blanca translúcida y doble cara blanco/negro con un par de pinzas.

Enfoque: Macrométrico antiderrapante con ajuste de tensión.

Iluminación: LED transmitida e incidente con control de intensidad variable independiente.

Dimensiones: 225 x 355 x 270 mm

Alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz

Accesorios incluidos

- Cable USB
- Instructivo en español
- Disco de instalación
- Funda de plástico
- Kit de limpieza

