

MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. MODELO VE-S3 MARCA VELAB

Microscopio estereoscópico ideal para educación a nivel medio y capaz de cubrir técnicas sencillas en educación superior. Cuenta con diseño Greenough que permite la observación tridimensional de insectos. Útil en numismática, industria electrónica, joyería, disección y clasificación de organismos en entomología y taxonomía..

CARACTERISTICAS:

Oculares: WF10X/20 mm con prisionero, gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza: Binocular inclinada a 45° con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm.

Objetivos: Seleccionables 2X, 4X (20 y 40 aumentos totales) con anillo antiderrapante y tapa.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: Intercambiables, de cristal blanco opaco y doble cara blanco/negro con un par de pinzas.

Enfoque: Macrométrico antiderrapante.

Iluminación: LED transmitida e incidente con control de intensidad variable independiente.

Dimensiones: 200 x 357 x 260 mm

Alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz

Accesorios incluidos

- Cable trifásico.
- Instructivo en español.
- Funda de plástico.
- Kit de limpieza.

