

MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. MODELO VE-S0 MARCA VELAB

Microscopio estereoscópico ideal para educación a nivel básico y capaz de cubrir técnicas sencillas en educación media y superior. Cuenta con diseño Greenough que permite la observación tridimensional de insectos. Útil en disección y clasificación de organismos, numismática, industria electrónica y joyería.

CARACTERISTICAS:

Oculares: WF10X/20 mm con prisionero, gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza: Binocular recta ajustable 360° con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm.

Objetivos: 2X (20 totales).

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: Intercambiables, de cristal blanco opaco y doble cara blanco/negro con un par de pinzas.

Enfoque: Macrométrico antiderrapante.

Iluminación: LED transmitida e incidente con interruptores independientes.

Dimensiones: 396 x 291 x 185 mm

Alimentación: CA 110/ 240V, 50/60 Hz

Accesorios incluidos

- Adaptador CA/CD.
- Instructivo en español.
- Llave de ajuste.
- Funda de plástico.
- Kit de limpieza.

www.heedding.com

