

MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. MODELO VE-S1 MARCA VELAB

Microscopio estereoscópico ideal para educación a nivel básico y capaz de cubrir técnicas sencillas en educación media y superior.

Cuenta con diseño Greenough que permite la observación tridimensional de muestras. Útil en numismática, industria electrónica, joyería, disección y clasificación de organismos en entomología y taxonomía.

CARACTERISTICAS:

Oculares: WF10X/20 mm con prisionero, gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza: Binocular inclinada a 45° con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm.

Objetivos: Seleccionables 2X, 4X (20 y 40 aumentos totales) con anillo antiderrapante y tapa.

Cuerpo: Estatico, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: Intercambiables, de cristal blanco opaco y doble cara blanco/negro con un par de pinzas.

Enfoque: Macrométrico antiderrapante.

Iluminación: LED transmitida e incidente con interruptores independientes.

Dimensiones: 160 x 283 x 235 mm

Alimentación: CA 110/240V, 50/60 Hz, 3 baterías AA de 1.2 V recargables (no incluidas)

Accesorios incluidos

- Adaptador CA/CD.
- Instructivo en español.
- Llave de ajuste.
- Funda de plástico.
- Kit de limpieza.

