

MICROSCOPIO KIDS ESCOLAR BASICO. MODELO VE-J1 MARCA VELAB

Microscopio diseñado especialmente con fines educativos y dirigido a niños de 8 años en adelante. Este Microscopio conforma una magnífica herramienta para introducir a los niños al fascinante mundo de la ciencia y a desarrollar su curiosidad. Es un equipo portable y de excelente calidad, que cuenta con iluminación incidente y transmitida. Además incluye un kit básico para la preparación de muestras a observar en el microscopio, tales como huevos, plantas, hongos e insectos. Se sugiere utilizar bajo la supervisión de un adulto.

CARACTERISTICAS:

Oculares: WF10X/18 mm con prisionero.

Cabeza: Monocular inclinada a 45°.

Revolver: Triple con tope.

Objetivos: 4X, 10X y 40X (retráctil) con óptica acromática y anillo de color para fácil identificación.

Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

Platina: Fija, 90 x 90 mm con dos pinzas y tope de altura.

Condensador: A.N. 0.65

Diafragma: Tipo disco.

Enfoque: Macrométrico antiderrapante.

Iluminación: LED transmitida e incidente.

Dimensiones: 130 x 300 x 155 mm.

Alimentación: 3 baterías AA de 1.5V (no incluidas).

Accesorios incluidos

- 5 porta objetos.
- 1 tubo de ensayo de 12x75 mm.
- 4 preparaciones fijas.
- 1 portaobjetos con 2 cavidades.
- 1 hisopo de madera.
- 1 pipeta de transferencia de 1 ml.
- Papel seda.
- Caja de Petri.
- Aguja de disección.
- Etiquetas para portaobjetos.
- Goteros de plástico con colorante rojo y azul.
- Pinza de plástico.
- Funda de plástico.
- Cubreobjetos.

www.heedding.com

VE-J1
RIVASAPUNTOCOM



MICROSCOPIO KIDS [ESCOLAR BASICO]

