

MICROSCOPIO MONOCULAR MODELO X-ZOOMI



Microscopio infantil diseñado para introducir a los niños al mundo de la ciencia. Con el microscopio X-ZOOMI el niño pasará horas de diversión y aprendizaje observando las interesantes muestras que este microscopio ofrece, así como también el niño podrá realizar sus propias preparaciones. Este microscopio combina lo mejor de la microscopía y la del estereoscopio ambos en un solo equipo, para así enriquecer el aprendizaje y diversión.

CARACTERÍSTICAS

1. Cabeza: Monocular.
2. Oculares: WF 10X/18 mm con prisionero.
3. Revolver: triple.
4. Objetivos: acromáticos 4X, 10X y 40X, con anillo de color para fácil identificación.
5. Platina: 90 x 90 mm, con 2 pinzas.
6. Iluminación: LED transmitida (base) e incidente (brazo).
7. Interruptor: triple (controlar la iluminación).
8. Diafragma: Disco.
9. Condensador: NA 0.65.
10. Dimensiones: 11.43 x 16.51 x 29.21 cm.
11. Fuente de alimentación: 3 baterías AA de 1.5V (no incluidas).
12. Accesorios:
13. 5 preparaciones fijas
14. 1 portaobjetos con 1 cavidad
15. etiquetas para portaobjetos
16. cubreobjetos
17. gotero de plástico con colorante rojo y azul
18. pinzas
19. papel seda
20. caja petri
21. bisturí
22. aguja de disección
23. 1 pipeta de transferencia
24. 1 tubo de ensaye
25. funda de plástico