



MINIREFRIGERADOR MODELO YC-55L

Refrigerador extensamente utilizado en la preservación de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. Tiene un diseño práctico, amplia capacidad de almacenaje y sistema de control de temperatura inteligente que mantiene la temperatura constante. Ideal para laboratorios, hospitales, farmacias, centros de control y prevención de enfermedades, clínicas, centros de salud, bancos de sangre, industria farmacéutica, entre otros.



Características

Capacidad: 55 L

Intervalo de temperatura: 2°C a 8°C

Refrigerante: R600a

Dimensiones externas: 540 x 560 x 632 mm

Dimensiones internas: Aprox. 445 x 380 x 400 mm

Peso: 40 kg

Alimentación: CA 110V, 60Hz

Características adicionales

- Diseño vertical, práctico y con amplia capacidad de almacenamiento.
- Tiene un seguro en la puerta para proporcionar protección a los materiales almacenados.
- Sistema de alarma múltiple para un almacenamiento confiable.
- Cuenta con amplia área de visualización e iluminación, para observar el interior.

Accesorios incluidos

- Rejilla
- Llaves para apertura/cerrado del equipo
- Manual de operación