

# HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

## MUFLA CON CAMARA DE 12x12x15 CM 2 LITROS

### MODELO H51120 MARCA HEEDDING



Mufla digital de laboratorio, para procesos como calcinación, pruebas gravimétricas y determinación de sólidos en suspensión.

#### CARACTERISTICAS:

- Con control electrónico digital a base de microprocesador.
- Rango de temperatura: desde ambiente hasta 1200°C, Aislamiento de fibra cerámica. El hogar está formado por 4 resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario.
- El gabinete de la cámara es de acero inoxidable.
- Dimensiones interiores 12x12x15 cm (Frente x Fondo x Altura)
- Capacidad 2.16 litros.
- Opera con 220 volts, 4000 Watts.
- Incluye manual de operaciones en español.

Marca HEEDDING. FABRICACION NACIONAL



[www.heedding.com](http://www.heedding.com)