

HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

MUFLA C/CONTROL DIGITAL CAMARA 25 x 25 x 35 CM MODELO H52230



Control electrónico digital a base de microprocesador desde ambiente hasta 1200° C con 3 rampas , aislamiento de fibra cerámica, el gabinete de la cámara es de acero inoxidable. El hogar está formado por 4 resistencias intercambiables embebidas en cemento refractario, el interior mide 25x 25 x 35 cm. Opera con 220 volts, 4000 Watts Capacidad 10 Litros INCLUYE MANUAL DE OPERACIONES EN ESPAÑOL.

www.heedding.com