

# HEEDDING®

Instrumentos, Equipos y Mobiliario de laboratorio

## PARRILLA DE CALENTAMIENTO Y AGITACION MODELO H50027CA MARCA HEEDDING



- Multiparrilla de 6 plazas, (se fabrica 4 y 6 lugares)
- 6- Placas de Aluminio de 10 x 10 cm. Independientes
- 6- Controles de temperatura y agitación
- 6- Agitador magnético
- 6- Control de temperatura tipo infinito, de temperatura independientes, desde ambiente hasta 375°C, opera con 120 volts.
- 6- Control de velocidad analógicos de 100 a 120 rpm./ 1200 watts
- Gabinete de lamina cal.18 recubierto con pintura apoxica resistente al ataque químico
- Manual de operación.

Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,  
WhatsApp: 5510713001

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)