



PARRILLA MULTIPLE VARY HEAT (SOXHLET)

MARCA PRENDO

Parrilla múltiple vary heat. Ésta parrilla múltiple sirve para calentar matraces de fondo plano, se puede utilizar para el extractor soxhelt, demanda química de oxígeno, reflujos, etc.

TEMPERATURA 20 A 300°C El gabinete es de acero inoxidable y las parrillas (platos) son de aluminio y están montados sobre el gabinete mediante tornillos, cada parrilla mide 10 x 10 cm.

LA PARRILLA SE PODRA FABRICAR DE FORMA REDONDA O CUADRADA

INCLUYE:

- 12 PINZAS Y NUECES
- VARILLA (POSTES)
- MANUAL DE OPERACIÓN

ACCESORIOS ADICIONALES SE COTIZAN POR SEPARADO

- INCLUYE 6 MATRAZ DE BALON DE FONDO PLANO DE 250ML
- 6 TRAMPAS SOXLEHT
- 6 CONDENSADORES
- 1 CAJA DE CARTUCHOS DE CELULOSA

