

PARRILLA DE CALENTAMIENTO (70 CM X 70 CM) MODELO H50070 MARCA HEEDDING



H50070 Parrilla de calentamiento con control de temperatura tipo infinito, temperatura máxima 200°C, placa de aluminio de 70 x 70 cm, gabinete de lamina negra recubierto con pintura epóxica resistente al ataque químico

3600 Watts a 220 volts.

Parrilla de calentamiento con placa de aluminio de 70x70 cm.

- Con placa de aluminio cuadrada de 70x70 cm.
- Control de temperatura infinito.
- Temperatura máxima 200°C.
- Capacidad máxima de carga 20 kg
- Gabinete de lámina negra cal 18 recubierto con pintura epóxica resistente al ataque químico.
- Potencia de 3600 Watts a 220 volts.
- Resistencia de mica mineral y alambre plano de nicromel.



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heedding.com



