

APARATO PARA PRUEBA DE JARRAS MODELO PJP-4 MARCA PRENDO

Utilizado en laboratorios de tratamientos de aguas, para determinar concentraciones de coagulante. Cuenta con eliminador de baterías para conectar a 120V y adaptador para encendedor de auto para uso en campo, se puede colocar a batería externa de 12V.

Iluminación central para visualizar muestra.

Barras de acero inoxidable que se pueden colocar a diferentes alturas aun cuando se está agitando. El gabinete es fabricado en acero galvanizado con recubrimiento epoxico. Cuenta con timer de 99 horas 59min. Sistema de transmisión que permite la agitación uniforme en todas las muestras. La transmisión del mecanismo es con banda dentada y hace el mecanismo suave y sin ruidos.

Datos técnicos	
Modelo:	PJP-4
Velocidad:	220 RPM
Voltaje:	12 v



Tels: (55) 3873-0603, 3873-0604,
WhatsApp: 5510713001

www.heeding.com