

Refractometro 0-53% ATMASTER-53A



El MASTER-53a es un Modelo de amplio rango de medición (0.0 a 53.0% Brix) que tiene la capacidad de medir no solamente varios tipos de jugos, café y otras bebidas sino también comida procesada como ketchup, mermelada baja en calorías, etc.

Además, el rango de esta unidad es mas amplio que el tradicional Modelo N-50E. El MASTER-53a ofrece las características de Compensación de Temperatura Automática y de resistencia al agua (IP65).

Escala Mínima	Brix 0.2%
Exactitud	Brix $\pm 0.2\%$ (a 20°C)
Repetición	$\pm 0.1\%$ (20°C) ATC
Clase de protección internacional	IP65 (Excepto ocular) Protección al polvo y chorros de agua
Tamaño y Peso	3.2x3.4x 16.8cm, 130g