

## Refractómetro para muestras de alta temperatura ATMASTER80H



El ATMASTER-80H es otro modelo resistente a altas temperaturas. Fue diseñado para mediciones a altas temperaturas en los respectivos puntos de producción.

Además tiene una larga vida de servicio comparado con otros modelos convencionales porque el prisma es resistente a la corrosión, pues esta hecho a base de cristal templado. El AT-MASTER-80H es perfecto en la medición de jaleas, mermeladas, dulces, etc.

Escala de Medición	Brix 30.0 a 80.0% (Compensación Automática de Temperatura)
Exactitud	Brix $\pm 0.5\%$
Clase de protección internacional	IP65 (Excepto ocular) Protección al polvo y chorros de agua
Escala Mínima	Brix 0.5%
Repetición	$\pm 0.25\%$
Tamaño y Peso	3.2x3.4x 16.8cm, 130g

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)