

## Refractometro Tipo Lapiz ATPenPro



El ATPENPRO tiene un amplio rango de medida ( 0.0 a 85.0% Brix), lo cual permite que éste modelo se pueda usar para medir casi cualquier tipo de muestra.

Hay dos maneras de usar el AT/PEN-PRO: coloque el extremo de la unidad en la muestra y presione START, o presione el botón START y coloque el extremo de la unidad en la muestra.

Rango de Medida	Brix 0.0 a 85.0%
Exactitud de Medida	Brix $\pm$ 0.2%
Resolución	Brix 0.1 %
Temperatura de Trabajo	10 a 40°C
Temperatura de la Muestra	10 a 100°C (Compensación Automática de Temperatura)
Volumen de la Muestra	0.3 ml
Clase de protección internacional	IP65 Protección al polvo y chorros de agua. Prisma: Esta protegido contra el polvo, y la inmersión temporal en agua.
Fuente de Poder	1 Batería Alcalina tipo AAA
Tiempo de Medición	2 segundos
Dimensiones y Peso	16(v) $\times$ 3.8(D) $\times$ 1.8(H)cm, 70g

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)