



## Refrigerador y congelador biológico. Modelo YCD-EL450 Marca Ecoshel



### DESCRIPCIÓN

Refrigerador ideal para almacenamiento de vacunas, plasma, reactivos y muestras que requieran congelamiento. Aplicable en hospitales, centros de salud, clínicas, sistemas de prevención epidémica, banco de sangre y laboratorios de educación a nivel superior. Cuenta con un controlador de temperatura de alta precisión y sensores de alta sensibilidad que mantienen la temperatura con uniformidad dentro del rango establecido.

### CARACTERÍSTICAS

Gabinete: Vertical

Capacidad: 450 litros

Rango de temperatura:

- Compartimiento superior: 2 a 8°C
- Compartimiento inferior: -10 a -25°C

Material Interno: HIPS

Material Externo: Estructura de acero

Sistema de alarma:

- Alta y baja temperatura
- Fallo de sensor
- Puerta abierta

Refrigerante: R134a

Dimensiones externas: 780 x 660 x 1850 mm

Dimensiones internas:

- Compartimiento superior: 515 x 640 x 675 mm
- Compartimiento inferior: 515 x 640 x 675 mm

Peso: 122 kg

Potencia: 320W

Alimentación: 110V/60Hz

Accesorios incluidos:

- 3 entrepaños para compartimiento superior
- 6 cajones para compartimiento inferior

Accesorios no incluidos:

- Registrador de temperatura
- Puerto de acceso a prueba de temperatura

[www.heedding.com](http://www.heedding.com)