

Set de filtración Modelo LF30 Marca Rocker



DESCRIPCIÓN

- Resistente a altas temperaturas (180 °C), autoclavable
- La estructura de PES ofrece excelente resistencia contra rupturas y altas temperaturas, y puede esterilizarse en autoclave.
- Diseño patentado de cierre con giro (“spin-lock”)
- La conexión con cierre de giro (“spin-lock”) facilita la instalación de manera rápida y firme, sin necesidad de pinzas.
- Boya a prueba de derrames
- El bote de desechos tiene incorporado una boya a prueba de derrames para evitar que el filtrado se desborde cuando la botella de residuos está llena.

CARACTERÍSTICAS

Material:

- Embudo filtrante - PES
- Base - PC
- Soporte de membrana - PP
- Filtro de jeringa - PTFE
- Frasco - PC

◆ Especificación:

- Capacidad del embudo: 300 ml
- Capacidad del matraz: 1200 ml
- Diámetro del filtro: 47 mm / 50 mm
- Área efectiva de filtración: 12.5 cm²
- Lengüeta de la manguera: 5/16 de pulgada
- Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 µm