

Sistema de succión portátil Modelo LAFIL 100 Marca Rocker



DESCRIPCIÓN

El sistema de succión integrado combina una fuente de vacío y aspiración, su diseño previene que la botella de desechos pueda voltearse y derramarse, no requiere de lubricante, es libre de mantenimiento y bajo ruido. Gracias a su sistema de vacío se le puede adaptar un sistema de filtración. Los accesorios de succión son autoclavables. Aplicado para la aspiración de cultivo celular, residuos de laboratorio.

CARACTERÍSTICAS

Vacío máximo: 500 mmHg

Flujo máximo: 1.0 L/min

Motor: DC sin escobillas

Fuente de alimentación: DC 12V / AC 100-240V

Peso neto: 1.3kg

Dimensiones: 26.5x13x21 cm

www.heedding.com