

Tiras de prueba de pH en rollo de 5 m, Guangzhou JJCintapH



El papel indicador de pH (papel de pH) es la regla para medir fácilmente el valor de ph de una solución. Gotee una pequeña solución de amout en un pequeño trozo de papel ph, luego verá que el papel cambia de color, compare el cambio de color del papel ph con la tarjeta colorimétrica estándar para determinar el pH de la solución.

[1-14 papel indicador de pH en tiras](#), para una amplia gama de valores de pH 1-14

Papel indicador especial [0.5-5.0](#), [1.4-3.0](#), [2.7-4.7](#), [3.8-5.4](#), [5.4-7.0](#), [5.5-9.0](#), [6.4-8.0](#), [7.6-8.5](#), [8.2-10](#), [9.5-13](#), para un rango estrecho pero más preciso en valor de ph