

## ULTRACONGELADOR HORIZONTAL MODELO DW-86W100

### DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado y fabricado especialmente para el almacenamiento de varios productos biológicos a largo plazo, incluyendo virus, microorganismos, eritrocitos, leucocitos y piel, entre muchos otros. Sus aplicaciones son útiles en bancos de sangre, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación, laboratorios en plantas eléctricas y químicas, institutos de bio-ingeniería y compañías marinas y pesqueras.

### CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 100 L  
Tipo de gabinete: Horizontal  
Tipo de refrigeración: Directa  
Modo de descongelación: Manual  
Refrigerante: Libre de CFC  
Ruido: 49 dB  
Potencia de refrigeración: -86°C  
Intervalo de temperatura: -40° C a -86° C  
Controlador : Microprocesador  
Visualización: LED  
Suministro de energía: 115V/60Hz  
Potencia: 650 W  
Corriente eléctrica: 12 A  
Peso neto/bruto: 138/160 Kg  
Dimensiones internas: 470 x 450 x 480 mm  
Dimensiones externas: 769 x 825 x 1200 mm  
Temperatura Alta/Baja: Sí  
Condensador de calor: Sí  
Corte de energía: Corte de energía  
Error del sensor: Sí  
Batería baja: Sí  
Temperatura ambiente alta: Sí  
Accesorios:  
Ruedas: sí  
Base: sí  
Orificio para pruebas: Sí  
Puertas internas: 1



Certificación: CE