

# TIANJIN GUOMING MEDICINAL EQUIPMENT CO.,LTD.

## CS2000



**Friabilizador para detectar la Friabilidad /abrasión de las tabletas.** Con 2 tambores de acrílico que giran sincronizadamente durante el tiempo programado y se detiene de manera automática. La velocidad y revoluciones pueden establecerse en cualquier momento, el programa y los datos en tiempo real se muestran en una pantalla de LEDS, tiene autoalarma y autodiagnostico.

### **Especificaciones:**

Numero de cilindros : 2

Radio de los cilindros :  $\phi$ 286mm

fondo de los cilindros : 39mm

altura de caída de las Tabletas: 156mm

Rotaciones: 100

Exactitud del conteo de Rotaciones:  $\pm 1r$

Velocidad de la Rotacion: 25rpm

Exactitud de la Velocidad de la Rotacion:  $\pm 1rpm$  Potencia: 110V/60Hz/.

**Marca Tianjin Guoming Medicinal Equipment Co., Ltd      Certificado ISO 9001:2008**